




GUIDA AL CORRETTO UTILIZZO DELLE LENTI A CONTATTO. AVVERTENZE, PRECAUZIONI E RISCHI COLLEGATI ALL'USO. (Come da Decreto Ministeriale pubblicato sulla G.U.n.64 del 18/03/2003, Art.1 comma 3) L'applicazione e l'uso delle lenti a contatto possono essere eseguite solo quando le condizioni anatomico-funzionali dell'occhio del paziente lo consentono. Esistono infatti alcuni fattori di rischio, rilevabili dallo specialista, che possono risultare responsabili di complicanze o dell'insorgenza di fenomeni di intolleranza. • Il medico specialista e l'ottico applicatore della lente sono consapevoli di tali problematiche e solo dopo un accurato esame del soggetto possono consigliare o meno l'uso delle lenti a contatto. • Per utilizzare le lenti a contatto in sicurezza è necessario seguire attentamente le istruzioni d'uso per una corretta applicazione, rimozione, pulizia e manutenzione. • Al fine di evitare danni agli occhi è importante veri care l'assenza di controindicazioni dal medico oculista e sottoporsi a controlli periodici. • Utilizzare lenti a contatto sterili e non oltre il periodo raccomandato. • Al termine del periodo di utilizzo raccomandato nella confezione (giornaliero, bisettimanale, mensile, ecc.) le lenti dovranno essere sostituite con un nuovo paio. • È necessario rimuovere le lenti e consultare il medico in caso di arrossamenti, bruci, sensazioni di corpo estraneo o eccessiva lacrimazione, vista o uscata o altri disturbi della vista. • I farmaci diuretici, antistaminici, decongestionanti, tranquillanti possono provocare secchezza dell'occhio, in tal caso è necessario consultare il medico oculista. • Se una sostanza chimica viene a contatto con gli occhi sciocquare immediatamente e recarsi subito dal medico. • Evitare l'esposizione a vapori nocivi o lacche per capelli. • Utilizzare sempre soluzioni per lenti a contatto non scadute ogni volta che si ripongono le lenti e non usare mai acqua corrente per sciacquarle. • Non mettere mai le lenti in bocca per umidi carle. • Consultare il medico per le modalità di utilizzo durante le attività sportive. • Evitare l'uso di lenti a contatto in occasione di bagni al mare, in piscina e di docce di luoghi pubblici. • Evitare l'uso di saponi contenenti creme, lozioni od altri cosmetici prima di utilizzare le lenti. • L'inosservanza delle norme per la corretta utilizzazione delle lenti a contatto può provocare danni all'occhio. • Raramente possono veri care ulcere corneali responsabili di menomazioni visive. • Il rischio di contrarre la cheratite ulcerosa aumenta in caso di inosservanza delle norme di igiene e di uso e in caso di utilizzo delle lenti per un tempo più prolungato rispetto a quello raccomandato. • Il rischio di cheratite ulcerosa aumenta notevolmente nei fumatori. • Le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono gli occhiali da sole perché non coprono totalmente l'intero segmento anteriore. Pertanto i portatori di lenti a contatto, devono continuare a portare gli occhiali da sole in caso di esposizione ai raggi UV.



INSTRUCTIONS FOR USE

uw wijvisinger. Bij torische lenzen: leg de lens zodanig op uw wijvisinger dat het oriënteringsmerkje in u van nabij de 6-uurpositie staat. We raden aan dat u de lenzen vast met een zoutoplossing of contactlensvoestof voorradt u ze gaat gebruiken. Kijk in de spiegel en trek uw onderooglid naar beneden met de middelvinger van dezelfde hand. Trek het bovenooglid naar binnen met de middelvinger van uw andere hand en plaats de lens zachtjes op het zichtbare gedeelte van de iris. Laat de oogleden langzaam los. Doe hetzelfde met de lens voor het andere oog.

Gezichtsvermogen: Het gezichtsvermogen moet enige tijd na het inzetten weer normaal zijn. Als dit niet het geval is, moet u controleren of de lenzen niet omgekeerd of in het verkeerde oog zijn geplaatst.

Comfort: Als de lens niet comfortabel draagt, kan het nodig zijn de lens uit te nemen om deze schoon te maken, af te spoelen en opnieuw in te zetten. Nogmaals; wanneer de lens omgekeerd zit, zal deze niet prettig aanvoelen en de lens van het uilennemen, omkeren en schoonnaken voorradt u deze weer inzet. **WANNEER HET PROBLEEM BLIJFT AANHOUDEN, MOET U DE LENS VERWIJDEREN EN TEGENVOEGD MET DRAGEN VOORDAT U UW CONTACTLENSPECIALIST HEFFT GERAADPLEEGD.**

Het verwijderen van de lenzen: Terwijl u omhoog kijkt en met uw vinger op uw onderooglid drukt, kunt u de lens zachtjes op het ooglid plaatsen met uw vinger. U kunt daarna de lens zachtjes met uw duim en wijvisinger verwijderen. **HOUD UW NAGELS ZO KORT MOGELIJK.** Na het verwijderen van de lenzen, moet u deze reinigen en opbergen volgens de instructies van uw contactlensspecialist.

Uw contactlensspecialist geeft u instructies voor het reinigen, desinfecteren en bewaren van de lenzen, die u zorgvuldig moet opbergen. Deze instructies staan tevens op de verpakking van de opbergen verzorgingsmiddelen. De contactlens moet een bron van vervuiling zijn. Reinig en vervaang de houder regelmatig.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

- Breng uw lenzen niet in contact met leidingwater.
- Gebruik alleen de oplossingen en producten die zijn aanbevolen door uw contactlensspecialist.
- Overschrijd niet de aanbevolen draagtijd.
- Als uw lenzen zijn voorgeschreven volgens een regelmatig vervangingschema, moet u dit schema volgen. Ga altijd voor controle naar de specialist.
- Bepaalde medicijnen hebben effect op de verdraagzaamheid van contactlensen. Informeer uw contactlensspecialist over nieuwe of gewijzigde medicatie.
- Verwijder de lenzen en raadpleeg uw contactlensspecialist wanneer u last heeft van rode ogen, overmatige tranenvloed, pijn of wazig zicht wat niet het gevolg is van een vervuilde lens.
- Houd de lenzen uit de buurt van haarkl, cosmetica en spuitbusen.
- Zwem alleen met een zwemblijf op om verlies en vervuiling van de lenzen te voorkomen.
- Draag de lenzen niet tijdens het slapen, tenzij anders is voorgeschreven.

ENGLISH IMPORTANT NOTICE

These instructions have been prepared to assist the practitioner in the passing of useful information to the patient and may supplement the information normally issued by the practice. Cleaning not applicable for daily disposable lenses.

INSTRUCTIONS FOR WEAR AND MAINTENANCE OF CLEARLAB SOFT CONTACT LENSES

The information contained in this leaflet is important for the safe and efficient use of your contact lenses. It should be read carefully and retained as a guide along with any other instructions provided by your practitioner. Your contact lenses should be fitted by an Eye Care Practitioner whose instructions, and those appearing on the packaging of your contact lenses and associated products, should be followed closely.

The following information applies to all Clearlab Soft Contact Lenses.

General: The lenses are supplied for single patient use and intended for daily wear.

All containers maintain the lens in a sterile condition until opened. Should the seal be broken, DO NOT use the lens and return it to the practitioner at the earliest opportunity.

Details on the container label are explained as follows: BC = curvature of back surface. DIA/DIAM = lens diameter. PWR/POWER = lens optical power in dioptres. For Toric lenses: AXIS = Cylinder. Axis. \mathbb{Z} = lens expiry date giving year and month. \mathbb{M} = manufacturer's code number to aid traceability. \mathbb{N} = code number by autocleaning. \mathbb{A} = ATTENTION: Refer to instructions. Where appropriate, the label will identify if the lens is intended for the right or left eye. The CE mark and number confirms that the product meets the standards laid down in the European Medical Devices Directive.

Prior to lens insertion: Wash and dry hands before removing the lens from its container. ATTENTION TO PERSONAL HYGIENE IS VERY IMPORTANT.

Insertion: Remove the lens from its container, ensure that it is not inside out and place the lens on the tip of the forefinger. For Toric lenses, position the lens on your forefinger such that the orientation mark is at or near the 6 O'clock. It is advised that the lenses are washed with saline or multi purpose solution before use. Look into a mirror and, with the middle finger of the same hand, draw down the lower lid. With the middle finger of the free hand, pull the upper lid upwards and place the lens gently over the visible iris. Release the lids slowly. Place the other lens in position on the other eye using the same procedure.

Vision: This should be normal shortly after insertion but, if poor vision persists check that the lenses are not inside out or in the wrong eyes.

Comfort: If the lens is uncomfortable, it may be necessary to remove the lens for cleaning, rinsing and re-insertion. Again, if the lens is inside out, discomfort may be felt and the lens will require removal, reversal and cleaning prior to re-insertion. **IF YOU DISCOMFORT PERSISTS, REMOVE THE LENS AND DO NOT WEAR IT AGAIN BEFORE CONSULTING YOUR PRACTITIONER.**

Lens removal: Downward pressure on the lower lid whilst looking up will tend to move the lens downwards and it is then easy to gently ease the lens onto the 'white' of the eye using the finger tip. The lens can then be pinched off the eye using the thumb and forefinger. **ENSURE THAT FINGERNAILS ARE KEPT AS SHORT AS POSSIBLE.** Following removal, clean and store in accordance with the instructions provided by your practitioner.

Your practitioner will give guidance in methods of cleaning, disinfection and storage and it is essential that you follow the instructions given which will also feature on the packaging for the after-care products recommended. The storage case is prone to contamination. Ensure that it is kept clean and replaced on a regular basis.

IMPORTANT NOTES

- Do not allow tap-water to come into contact with the lens.
- Use only those solutions and products recommended by your practitioner.
- Do not exceed the wearing time schedule advised by your practitioner.
- Should your lenses be prescribed on a frequent replacement basis, maintain the replacement schedule and always return for the aftercare visits advised by your practitioner.
- Certain medications may affect your ability to wear contact lenses. Advise your practitioner of any new, or changes to existing medications.

- In the event of redness of the eye, excessive lacrimation, pain or blurring of vision that does not respond to normal eye drops, remove your lenses from the eyes and consult your practitioner as soon as possible.
- Do not expose the lenses to hairsprays, cosmetics and aerosol sprays.
- Swimming should be performed only when water-tight goggles are worn to prevent contamination and loss.
- Do not wear lenses during sleep unless your practitioner advises to the contrary.

FRENCH IMPORTANT

Ces informations ont été préparées pour aider le praticien à informer le patient et peuvent compléter les informations normalement fournies par le cabinet de consultation.

Entretien ne concerne pas les lentilles jetables quotidiennes.

MODE D'EMPLOI POUR LE PORT ET L'ENTRETIEN DES LENTILLES DE CONTACT SOUPLES CLEARLAB

Ce dépliant contient des informations importantes pour l'utilisation efficace et sûre de vos lentilles. Il doit être lu attentivement et gardé comme guide avec toutes les autres instructions fournies par votre praticien. Vos lentilles de contact doivent être ajustées par un spécialiste des soins oculaires, et vous devez bien suivre toutes ses instructions ou celles se trouvant sur l'emballage de vos lentilles de contact ou produits associés.

Les informations suivantes s'appliquent à toutes les lentilles de contact souples Clearlab.

Informations générales: Les lentilles sont destinées à être portées quotidiennement par un seul patient.

Tous les états maintiennent la lentille dans un environnement stérile jusqu'à l'ouverture. Si l'étui n'est pas scellé, NE PORTEZ PAS la lentille et retournez-la chez votre praticien dès que possible.

Informations sur l'étiquette de l'étui : BC : courbure de la face arrière. DIA / DIAM : diamètre de la lentille. PWR / POWER : puissance optique de la lentille en dioptries. Pour les lentilles toriques: AXIS = axe de cylindre. \mathbb{Z} = date d'expiration indiquée l'année et le mois. \mathbb{M} = code du fabricant pour faciliter la traçabilité. \mathbb{N} = stérilisation par autoclave. \mathbb{A} = ATTENTION : Voir instructions. Si nécessaire, l'étiquette mentionnera si la lentille est pour l'œil droit ou l'œil gauche. Le sigle CE et le numéro confirment que le produit est conforme aux standards de la Directive Européenne sur les Dispositifs Médicaux.

Avant la pose de la lentille: Lavez-vous et séchez-vous les mains avant de sortir la lentille de son étui. L'HYGIENE PERSONNELLE EST TRES IMPORTANTE.

POSE DE LA LENTILLE: Sortez la lentille de son étui, assurez-vous que la lentille est à l'endroit et placez-la sur le bout de votre index. Pour les lentilles toriques, positionnez la lentille sur votre index de sorte à ce que la marque d'orientation indique 6 heures ou 5 en approche. Il est conseillé de laver les lentilles avec du sérum physiologique. \mathbb{N} = stérilises par autoclave. \mathbb{A} = ATTENTION : Voir instructions. Regardez dans un miroir et, avec le majeur de la même main, baissez la paupière inférieure. Avec le majeur de l'autre main, soulevez la paupière supérieure et posez la lentille délicatement sur la partie visible de l'iris. Relâchez les paupières. Posez l'autre lentille sur l'autre œil de la même manière.

Vision: Elle doit être normale peu de temps après la pose de la lentille, mais si une mauvaise vision persiste, vérifiez que les lentilles sont à l'endroit et sur les bons yeux.

Comfort: Si la lentille est inconfortable, il sera peut-être nécessaire de l'enlever pour la rincer avant de la reposer. De même, si la lentille est à l'envers, une gêne sera ressentie et la lentille devra être enlevée, remise à l'endroit et nettoyée avant d'être reposée. **SI UNE GENE PERSISTE, ENLEVEZ LA LENTILLE ET NE LA PORTEZ PLUS AVANT D'AVOIR CONSULTE VOTRE PRACTICION.**

Retrait de la lentille: En appuyant sur la paupière inférieure, tout en regardant vers le haut, vous déplacez la lentille vers le bas, et la ferez facilement et délicatement glisser sur la partie « blanche » de l'œil en utilisant le bout du doigt. La lentille peut alors être retirée de l'œil en la pinçant entre l'index et le pouce. **ASSUREZ-VOUS QUE VOS ONGLES SONT AUSSI COURTS QUE POSSIBLE.** Après le retrait, nettoyez la lentille selon les instructions données par votre praticien.

Votre praticien vous conseillera sur les méthodes de nettoyage, de désinfection et de conservation des lentilles. Il est essentiel de suivre ces instructions qui se trouvent aussi sur l'emballage de vos produits d'entretien recommandés. L'étui est prédisposé aux contaminations. Assurez-vous qu'il reste propre et remplacez-le régulièrement.

IMPORTANT

- La lentille ne doit jamais entrer en contact avec l'eau courante.
- Utilisez uniquement les produits d'entretien recommandés par votre praticien.
- Ne portez pas les lentilles au-delà de la durée conseillée par votre praticien.
- Si vos lentilles sont à remplacement fréquent, respectez les intervalles de remplacement et allez aux visites de contrôle préconisées par votre praticien.
- Certains médicaments peuvent affecter le port de vos lentilles de contact. Prévenez votre praticien de tout changement de votre médication.
- En cas de rougeur de l'œil, de larmoiement excessif, de douleur ou de vision floue qui n'est pas attribué aux surfaces contaminées des lentilles, retirez vos lentilles et consultez votre praticien au plus vite.
- N'exposez pas vos lentilles aux laques, aux produits cosmétiques ni aux atomiseurs.
- Nagez uniquement avec des lunettes de natation étanches pour éviter toute perte ou contamination.
- Ne portez pas de lentilles pour dormir sauf avis contraire de votre praticien.

GERMAN WICHTIGER HINWEIS

Diese Anweisungen wurden erstellt, um den Arzt, den Kontaktlinsen-Spezialisten, bei der Weitergabe von nützlichen Informationen an den Patienten zu unterstützen und können die normalerweise von der Praxis herausgegebenen Informationen ergänzen. Reinigung nicht anwendbar für Ein-Tages-Kontaktlinsen.


ANWEISUNGEN ZUM TRAGEN UND ZUR PFLEGE VON KONTAKTLINSEN VON CLEARLAB

Die in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen sind wichtig für die sicheren und effizienten Gebrauch Ihrer Kontaktlinsen. Sie sollten sorgfältig gelesen und als Leitfaden zusammen mit allen anderen Anweisungen Ihres Kontaktlinsen-Spezialisten aufbewahrt werden. Die Informationen auf einer Kontaktlinsenpackung oder einem Kontaktlinsenadapter angepasst werden. deren Anweisungen und die auf der Verpackung Ihrer Kontaktlinsen und der dazugehörigen Produkte sollte genau befolgt werden.

Die folgenden Informationen gelten für alle weichen Kontaktlinsen von Clearlab.

Allgemein: Die Kontaktlinsen sind für den täglichen Gebrauch durch einen einzelnen Patienten bestimmt.

Die Blister halten die Linse bis zum Öffnen in einem sterilen Zustand. Sollte



das Siegel gebrochen sein, darf die Linse NICHT verwendet werden und muss rasch so schnell wie möglich an den Anbauer zurückgeschickt werden.

Details auf dem Behälteretikett werden wie folgt erklärt: BC = Krümmung der Rückseite. DIA / DIAM = Linsendurchmesser. PWR / POWER = optische Leistung der Linse in Dioptrien. Für torische Linsen: AXIS = Zylinderachse. \mathbb{Z} = Verfallsdatum des Objektives unter Angabe von Jahr und Monat. \mathbb{M} = Herstellerwerkstatt zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit. \mathbb{N} = durch Autoklavieren steril gemacht. \mathbb{A} = ACHTUNG: Siehe Anweisungen. Gegebenenfalls auf dem Etikett angegeben. \mathbb{A} = die Linse für das rechte oder linke Auge bestimmt ist. Das CE-Zeichen und die CE-Nummer bestätigen, dass das Produkt den in der europäischen Richtlinie über Medizinprodukte festgelegten Standards entspricht.

Umgang mit Kontaktlinsen von Clearlab Waschen Sie sich bitte die Hände gründlich mit Seife, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen berühren, spülen Sie die Hände gründlich ab. Zum Abtrocknen der Hände ein sauberes Handtuch verwenden. IHRE AUFMERKSAMKEIT AUF DIE PERSÖNLICHE HYGIENE IST SEHR WICHTIG!

Einsetzen der Linse: Nehmen Sie die Linse aus Ihrem Behälter, vergewissern Sie sich, dass die Kontaktlinse nicht umgestülpt ist, nun legen Sie die Kontaktlinse auf die Spitze (Fingerkuppe) des Zeigefingers. Bei torischen Linsen positionieren Sie die Kontaktlinse so auf Ihrem Zeigefinger, dass die Orientierungsmarkierung bei oder nahe 6 Uhr liegt. Es wird empfohlen, die Linsen vor dem Gebrauch mit Kochsalzlösung oder Mehrzwecklösung abzuspülen. Schauen Sie in einen Spiegel und ziehen Sie mit dem Mittelfinger der gleichen Hand das Unterlid nach unten. Arbeiten Sie mit dem Mittelfinger der oberen Lid nach oben und legen Sie die Kontaktlinse vorsichtig über die sichtbare Iris. Lassen Sie die Augenlider langsam los. Bringen Sie die andere Kontaktlinse auf dem anderen Auge mit dem gleichen Verfahren in Position.

Das Sehnen sollte kurz nach dem Aufsetzen der Kontaktlinse normal sein, wenn Ihr Sehfehler jedoch weiter anhält, überprüfen Sie bitte den richtigen Sitz. Die Kontaktlinse sollte mittig auf der Hornhaut des Auges aufsitzen.

Comfort: Wenn die Linse unbequem ist, kann es notwendig sein, die Linse zum Reinigen und Abspülen vom Auge zu nehmen und im Anschluss wieder aufzusetzen. Hierbei die Hygienevorschrift beachten. SOLLTEN DIE BESCHWERDEN ANDAUERN, ENTFERNEN SIE DIE KONTAKTLINSE VOM AUGE UND TRAGEN SIE DIESSE NICHT MEHR, BEVOR SIE IHRE KONTAKTLINSE WIEDER TRAGEN. SUCHEN SIE UNBEDINGT IHREN ARZT ODER IHREN KONTAKTLINSEN-SPEZIALISTEN. ZUR ABKLÄRUNG DER URSACHEN DER UNVERTRÄGLICHKEITEN AUF.

Abnehmen der Linse: Öffnen Sie Ihr Auge so weit wie möglich und blicken Sie bei gerade gehaltenem Kopf ganz nach oben. Ziehen Sie nun die Kontaktlinse durch leichtes Auflegen Ihrer Fingerkuppe auf die Kontaktlinse nach unten von der Hornhaut des Auges herunter. Drücken Sie Ihre Kontaktlinse dann zwischen den Fingerkuppen von Daumen und Zeigefinger zusammen und nehmen Sie sie dabei vom Auge. **ACHTEN SIE DARAUf, DASS DIE FINGERNÄGEL SO KURZ WIE MÖGLICH GEHALTEN WERDEN.** Reinigen und lagern Sie die Linse nach dem Entfernen gemäß den Anweisungen Ihres Anpassers.

Ihr Arzt oder Kontaktlinsen-Spezialist wird Sie über die Reinigungs-, Desinfektions- und Lagerungsmaßnahmen beraten. Es ist wichtig, dass Sie die Anweisungen auf dem Beipackzettel der Pflegemittelflasche sowie auf deren Rückseite angegebenen Pflegeanweisungen befolgen. Der Aufbewahrungsbhälter ist anfällig für Kontamination. Stellen Sie sicher, dass er sauber gehalten und regelmäßig ausgetauscht wird.

WICHTIGE HINWEISE

- Lassen Sie kein Leitungswasser mit der Linse in Kontakt kommen.
- Verwenden Sie nur die von Ihrem Arzt oder Ihren Kontaktlinsen-Spezialisten empfohlenen Reinigung und Pflegeprodukte.
- Überschreiten Sie nicht, die von Ihrem Anbauer empfohlene tägliche Tragedauer.
- Wenn Ihre Kontaktlinsen häufig ausgetauscht werden müssen, halten Sie den Zeitplan für die Augenuntersuchungen und kommen Sie immer zu den von Ihrem Anbauer empfohlenen Nachsorgeterminen.
- Bestimmte Medikamente können Ihre Fähigkeit zum Tragen von Kontaktlinsen beeinträchtigen. Informieren Sie Ihren Arzt oder Ihren Kontaktlinsen-Spezialisten über alle neuen oder geänderten Medikamente.
- Nehmen Sie Ihre Kontaktlinsen bei auftretenden Unverträglichkeiten oder sonstigen Komplikationen bitte umgehend vom Auge ab. Dies gilt für alle Fälle, in denen ein rotes Auge, erhöhte Lichtempfindlichkeit oder Blendung sowie ein stärkerer Fremdkörperempfinden festgestellt wird. Bevor Sie die Kontaktlinsen wieder tragen, suchen Sie unbedingt Ihren Kontaktlinsen-Spezialisten zur Abklärung der Ursache der Unverträglichkeit auf. Ansonsten können irreversiblen Schäden an Ihrem Auge die Folge sein.
- Setzen Sie die Linsen keinen Haarsprays, Kosmetika und Aerosolsprays aus.
- Schwimmen sollte nur mit einer wasserdichten Schutzbrille durchgeführt werden, um Kontamination und Verlust zu vermeiden.
- Tragen Sie während des Schlafs keine Kontaktlinsen.

GREEK ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτές οι οδηγίες έχουν ετοιμαστεί για να βοηθήσουν τον ειδικό (των φακών επαφής) να δώσει χρήσιμες πληροφορίες στον ασθενή και μπορεί να συμπληρωθούν τις πληροφορίες που κατά κανόνα δίνονται από τον ειδικό.

Ο καθαρισμός δεν ισχύει για φακούς ημερήσιας κατάναλξης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΣΤΙΣ CLEARLAB

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο οδηγιών είναι σημαντικές για την ασφάλia και αποτελεσματική χρήση των φακών επαφής σας. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και να καταλάβετε αυτές τις οδηγίες, μαζί με οποιαδήποτε άλλες οδηγίες σας δοθούν από τον ειδικό σας. Ο φακός επαφής θα πρέπει να τοποθετηθούν από έναν ειδικό Φακός Επαφής, του οποίου οι οδηγίες και αυτές που αναγράφονται στις συσκευασίες των φακών επαφής σας και σχετικών προϊόντων, θα πρέπει να ακολουθούνται επακριβώς.

Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν για όλους τους Μαλακούς Φακούς Επαφής της Clearlab.

Γενικά: Οι φακοί διατίθενται για μία μόνο χρήση από τον ασθενή και προορίζονται για καθημερινή εφαρμογή.

Όλοι οι περiεχόμενοι διατηρούν το φακό σε συνθήκες αποστειρωμένης μέχρι να αφαιρεθεί. Εάν το φακό είναι αποστειρωμένο ΜΗΝ χρησιμοποιείται το φακό επιπλέον του στο ειδικό με την πρώτη ευκαιρία.

Οι λεπτομέρειες στην ετικέτα του περιέκτη φακών σας εφής: BC=κυρτότητα της πίσω επιφάνειας. DIA/DIAM=διάμετρος του φακού. PWR/POWER= οπτική δύναμη του φακού σε διατρίες. Για Torικούς φακούς: AXIS=Άξονας του κυλίνδρου. \mathbb{Z} =ημερομηνία λήξης του φακού σε έτος και μήνα. \mathbb{M} = κωδικός αριθμός του κατασκευαστή που βοηθάει στην ιατρονομία. \mathbb{N} = κωδικός αριθμός της συσκευασίας σε αυτόν τον φακό επαφής. \mathbb{A} = προσοχή: όπου είναι απαραίτητο, η ετικέτα θα προοριάζει εάν ο φακός προορίζεται για το δεξιό ή αριστερό μάτι. Το σύμβολο CE και ο αριθμός επιβεβαιώνει ότι το προϊόν καλύπτει τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα ιατρονομικά προϊόντα.

Πριν από την τοποθέτηση του φακού: Πλύνετε και στεγνώστε τα χέρια σας πριν βγάλετε το φακό από τον περιέκτη του. Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ.

Τοποθέτηση: Βγάλτε το φακό από τον περιέκτη του, διαφωτιστεί ό,τι δεν είναι από την ανάδοξη και τοποθετήστε το φακό στην άκρη του δείκτη. Για Torικούς φακούς, τοποθετήστε το φακό στο δεξιό σας έτος, ώστε η σήμανση προσοχής να είναι ορατή. Ενώ το φακό είναι στο μάτι, κρατήστε τον 6:00 ακριβώς ή περίπου αυτή. Προτινείται να πλύνετε τους

